



أكسيليس (EXILIS)
إمنحوا تجعداتكم شكلاً



بعد



قبل

ماهو أكسيليس
هو أحدث طريقة غير جراحية مخصصة لتخفيض طبقات الدهون الزائدة و تجديد الوجه.

كيف يؤثر

- بشكل فعال يشكل جميع أنواع الأجسام
- لتشكيل الأماكن الصعبة في الجسم و تخفيض حجم الطبقة الدهنية يُستخدم لذلك أحدث ثورات


التقنية.

- لتكون النتيجة أفضل من خلال تحسين مرونة و شكل البشرة.
- يقلل من التجعدات و يجدد الوجه.
- يستخدم طرق ووسائل الريادة والإبتكار التي تضمن الوصول الى نتائج خارقة.
- الجهاز الحديث و ذو الكفاءة العالية يضمن أعلى درجات السلامة للمريض و المعالج.


إعادة تشكيل شكل الجسم باستخدام تقنية الطاقة المزدوجة

أكسليس هو تقنية جديدة للإستعمال في مجال طب التجميل
أكسليس يساعد على التخلص من الدهون الزائدة بفضل ثلاث عمليات فريدة

الإختراق ----- الفصل ----- الإخماد



قبل الجلسة العلاجية




الإختراق


مجموعة الطاقة عالية التردد و الموجات فوق الصوتية تسهل الإختراق السهل للموجات الى الأنسجة و التي كانت قبل ذلك مقاومة.
أكسليس يركز على الطبقات المعروفة و الأكثر عمقاً لطبقات الدهن. التبريد الملامس يسهل تبريد سطح البشرة و تنظيم درجة حرارتها وهذا يؤدي الى حماية مناطق الجلد الحساسة.



- أكسليس جهاز خارق لطبقات الجلد يرسل جرعات محدودة من الموجات فوق الصوتية و الطاقة الحرارية الى الأنسجة.
- أكسليس يصل الى نتائج رائعة بسبب مجموعة التأثير الحركي للموجات و التحفيز المتزن لكل خلية.
- أكسليس يساعد على التقوية الكبيرة وبهذا يسرع وبشكل فعال في تشكيل المناطق المعقدة.
- أكسليس يستخدم عناصر حماية خارقة.




قبل الجلسة العلاجية



الإخماد

الطاقة ذات الترددات العالية تتسبب بتأثير حراري، والذي يحفز النشاط الأيضي و يسرع عملية تحلل الدهون في الأنسجة الدهنية الموضعية – يحدث تداخل لمحتوى الخلايا الدهنية و تصغير حجمها.



الفصل

نتيجة هذه العملية تكون بتخلخل الشكل الدهنى و الليفى بواسطة الموجات فوق الصوتية الحركية, التي تؤدي الى تحلل الشكل الحامى للخلايا الدهنية الى وحدات منفردة. مثل هذه الخلايا المتعرضة تعتبر بشكل متبادل منعزلة و سهلة لفعالية العملية.


التجديد – تجديد الوجه

CRT technology – COLLAGEN REFILL TECHNOLOGY
تقنية إستكمال الألياف (الكولاجين)





- تجديد الاليف الذاتية بواسطة التقنية ذات البراءة الإختراع – التأثير المركز للطاقة المزدوجة
- تحسن ملحوظ لنوعية البشرة, تقليل التجعدات
- العناية المناسبة لجميع انواع والوان البشرة

الجرعة المراقبة للطاقة



- الطاقة المتزامنة للنابض تسمح بدقة الجرعة للتسخين السطحي
- تقنية إزدواج النبض يضمن أقصى الفعالية
- بالمقارنة مع التقنيات المتواجدة يعمل جهاز أكسليس بفعالية عالية و بجرعة طاقة صغيرة.
- جلسة علاجية سريعة و ممتعة
- تأثير مرئي بعد الجلسة الأولى



- مبدأ عمل تقنية إستكمال الاليف الألياف**
- الطاقة الحرارية ذات الترددات الأشعاعية تؤثر على الأنسجة الليفية التي لديها شكل حلزوني

ثلاثي.

- الحرارة المؤثرة تتسبب في فصل هذه الأنسجة
- الموجات فوق الصوتية بشكل ميكانيكي تؤثر على الأنسجة الليفية الحالية.
- عندما تُستخدم هاتان الطاقتان نحصل على أعلى فعالية.
- في نطاق عملية النمو الطبيعية تقوم الخلايا الليفية الجديدة بإنتاج أنسجة ليفية جديدة.
- على البشرة تتكون ألياف جديدة.

النتائج

- الجلد يكون ناعم و قوي
- فعالية التجديد – إختفاء التجاعيد حول الفم و العيون و في الجبهة و الرقبة
- تجدد البشرة نتيجة إنتاج الاليف

9

EFC – ENERGY FLOW CONTROL SYSTEM

نظام التحكم و تحديد سريان الدهون

برنامج نظام التحكم و تحديد سريان الدهون يراقب سريان الطاقة و بشكل آلي يحد من درجاتها العليا. هذه العملية معروفة بالقمة المسطحة (' Flat top ') أو Spectrum energy profiling / التتميط السطحي لأطيايف الطاقة وهذا يعتبر عنصر ممتاز للعلاج بالموجات عالية التردد بواسطة أكسليس. أكسليس يضمن توزيع الطاقة المتناسق و يساعد على الحصول على علاج فعال وسريع و آمن.

الأنظمة الأخرى

أكسليس

الوقت

الكثافة السطحية للطاقة الكهربائية / سم²

نتائج رائعة



بعد اربع جلسات علاجية




قبل الجلسة العلاجية




بعد اربع جلسات علاجية



قبل الجلسة العلاجية



بعد اربع جلسات علاجية



قبل الجلسة العلاجية


النتائج :

- تخفيض حجم الدهن
- تقوية البشرة
- تخفيض الفراغات الدهنية
- تحسين شكل البشرة

النتائج :


- تخفيض التجعدات
- تقوية البشرة و فعالية ضد الكبر
- البشرة يكون شكلها شبابية و ناعمة
- زيادة إنتاج الألياف

تم إختباره عملياً




نظام الليزر 3D volume screening – PREVAS أثناء خفض الحجم

- مدعوم بالبحث طويل الأمد
- لا يهدد بأي ضرر لأي من الأعضاء الداخلية – مثبت باختبارات الكيمياء الحيوية.
- تم إختباره عملياً - و كذلك في المعمل



مقطع حراري بعد جلسة العلاج



علم الأنسجة – مقطع للنسيج الضام



فحص الموجات فوق الصوتية بعد الجلسة الرابعة
طبقة الدهن 1,11 سنتيمتر



فحص الموجات فوق الصوتية بعد الجلسة الأولى
طبقة الدهن 1,67 سنتيمتر

رضى العميل مضمونة

- علاج بدون آلام – بدون استخدام مخدرات
- تغير ملحوظ بعد أول جلسة علاج
- عدم الحاجة الى النقاهاة

- جلسة علاج سريعة جداً
- نتائج واضحة و مقاسة
- نتائج مذهلة بعد اربع جلسات علاج
- تأثير عدة جلسات يتوزع بشكل متناسق
- حل للجسم و الوجه